

Istruzioni per l'uso

Tubi per microematocrito (vetro)

Scopo previsto

Le provette per microematocrito sono destinate alla manipolazione, al trasporto e alla conservazione di campioni di sangue capillare prelevati da esseri umani a scopo di esami diagnostici *in vitro* e di laboratorio. I capillari possono essere utilizzati anche per contenere altri fluidi corporei.

Le microprovette per ematocrito sono destinate all'uso professionale da parte di medici, infermieri e tecnici di laboratorio addestrati al prelievo di sangue capillare. I dispositivi possono essere utilizzati in un ambiente di analisi vicino al paziente.

Precauzioni/Limitazioni d'uso

- Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.
- Adottare le normali precauzioni richieste per la manipolazione di campioni biologici. Utilizzare guanti e occhiali di sicurezza.
- Fare attenzione quando si sigilla il tubo per evitare perdite.
- Non riutilizzare il prodotto.

⚠ ATTENZIONE: Vetro! Maneggiare con cura! Non piegare il tubo perché potrebbe rompersi. Attenzione alle possibili lesioni dovute alla rottura del vetro. Pericolo di infezione! Rivolgersi immediatamente a un medico.

Informazioni

Le provette per microematocrito eparinizzate contengono almeno 4-7 UI di eparina, come prescritto dalla norma ISO 12772.

Le provette per microematocrito possono essere utilizzate con una centrifuga. Per ulteriori informazioni sull'uso della centrifuga, consultare il relativo manuale d'uso.

Selezione del sito di campionamento

Il campione di sangue capillare viene raccolto da un taglio o da una puntura sul dito, sul lobo dell'orecchio o sul tallone (neonato) del paziente.

Come si usa

Le provette per microematocrito vengono riempite tenendo la provetta per un'estremità in posizione orizzontale con una leggera angolazione e immergendo l'altra estremità in una goccia di sangue. Le provette per microematocrito devono essere riempite dall'estremità opposta al codice colore. L'estremità con il codice colore deve essere mantenuta libera dal sangue per garantire l'efficacia della sigillatura.

Se le provette sono calibrate, riempire solo fino al sottile segno nero di calibrazione.

Condizioni di conservazione

Le provette per microematocrito devono essere conservate asciutte a temperatura ambiente al riparo dalla luce solare per un massimo di 4 anni.

Smaltimento

Applicare tutte le normative locali in materia di smaltimento per determinare lo smaltimento sicuro.

⚠ AVVERTENZA: manipolare i rifiuti come materiale potenzialmente a rischio biologico. Smaltire i rifiuti secondo le istruzioni e le procedure di laboratorio accettate.

Segnalazione degli incidenti

Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si trova l'utilizzatore e/o il paziente.

Specifiche tecniche

Uso previsto	Test del microematocrito e altri test analitici che prevedono la separazione di plasma e cellule. (Può essere rivestito con anticoagulanti, ad esempio per l'esame delle malattie del sangue).
Materiale	Vetro sodio-calcico, vetro borosilicato
Anticoagulante	Eparina di sodio (rosso), eparina di ammonio (verde), eparina di litio (arancione), EDTA (viola) o semplice (blu), indicati da una linea colorata.
Lucidato a fiamma	Lucidato a fiamma in un'estremità (estremità con codice colore)
Lunghezza	Standard: 75 mm
Diametro interno (ID)	ID del vetro = 1,15 mm
Diametro esterno (OD)	OD standard = 1,55 mm
Tolleranze Diametro (OD/ID)	Vetro: ±0,05 mm
Tolleranza Lunghezza	Vetro: ±0,50 mm
Per le seguenti apparecchiature	Da utilizzare con una centrifuga
Accessori	Piastra di cera
Durata di conservazione	Vetro: 4 anni



Produttore

Vitrex Medical A/S

Vasekær 6-8

2730 Herlev

Danimarca

Telefono: +45 44947011

Email: vitrex@vitrex.dk

<https://www.vitrexmedical.com/>

Proprietario del marchio MARIENFELD SUPERIOR

Paul Marienfeld GmbH & Co. KG

Am Wöllerspfad 4

97922 Lauda-Königshofen

Germania