

Instruções de utilização

Tubos para micro-hematócrito (vidro)

Objetivo pretendido

Os tubos de micro-hematócrito destinam-se ao manuseamento, transporte e armazenamento de amostras de sangue capilar de seres humanos para efeitos de exame de diagnóstico *in vitro* e utilização laboratorial. Os capilares podem também ser utilizados para conter outros fluidos corporais.

Os tubos de micro-hematócrito destinam-se a ser utilizados profissionalmente por médicos, enfermeiros e técnicos de laboratório, com formação para recolha de sangue capilar. Os dispositivos podem ser utilizados num ambiente de teste próximo do doente.

Precauções/Limitações de utilização

- Ler atentamente as instruções antes de utilizar.
- Tomar as precauções normais necessárias para o manuseamento de amostras biológicas. Utilizar luvas e óculos de proteção.
- Ter cuidado ao selar o tubo para evitar fugas.
- Não reutilizar o produto.

⚠ CUIDADO: Vidro! Manusear com cuidado! Não dobrar o tubo, pois pode partir-se. Cuidado com possíveis ferimentos devido à quebra do vidro. Perigo de infeção! Procurar imediatamente assistência médica.

Informações

Os tubos de micro-hematócrito heparinizados contêm, pelo menos, 4-7 UI de heparina, tal como prescrito na norma ISO 12772.

Os tubos de micro-hematócrito podem ser utilizados com uma centrífuga. Para mais informações sobre a utilização da centrífuga, consulte o manual do utilizador da centrífuga em questão.

Seleção do local de amostragem

A amostra de sangue capilar é recolhida a partir de um corte ou de uma punção no dedo, no lóbulo da orelha ou no calcanhar (recém-nascido) do doente.

Como utilizar

O enchimento dos tubos de micro-hematócrito é efectuado segurando o tubo por uma das extremidades na posição horizontal, com um ligeiro ângulo, e mergulhando a outra extremidade numa gota de sangue. Os tubos de micro-hematócrito devem ser enchidos a partir da extremidade oposta ao código de cores. A extremidade com o código de cor deve ser mantida livre de sangue para garantir que a selagem subsequente seja eficaz.

Se os tubos estiverem calibrados, encher apenas até à marca de calibração preta fina.

Condições de armazenamento

Os tubos de micro-hematócrito devem ser armazenados secos à temperatura ambiente, protegidos da luz solar, durante um período máximo de 4 anos.

Eliminação

Aplicar todos os regulamentos de eliminação locais relevantes para determinar a eliminação segura.

⚠ AVISO: Manusear os resíduos como material potencialmente perigoso do ponto de vista biológico. Eliminar os resíduos de acordo com as instruções e procedimentos laboratoriais aceites.

Comunicação de incidentes

Qualquer incidente grave relacionado com o dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que se encontra o utilizador e/ou o doente.

Especificações

Utilização prevista	Teste do microhematócrito e outros testes analíticos que incluam uma separação do plasma e das células. (Pode ser revestido com anticoagulantes, por exemplo, para exame de doenças do sangue)
Material	Vidro de cal sodada, vidro de borossilicato
Anti-coagulante	Heparina de sódio (vermelho), heparina de amónio (verde), heparina de lítio (laranja), EDTA (púrpura) ou simples (azul), indicadas por uma linha colorida.
Polido com chama	Chama polida numa extremidade (extremidade com código de cor)
Comprimento	Padrão: 75 mm
Diâmetro interior (ID)	ID do vidro = 1,15 mm
Diâmetro exterior (DE)	Diâmetro externo padrão = 1,55 mm
Tolerâncias Diâmetro (OD/ID)	Vidro: ± 0,05 mm
Tolerância Comprimento	Vidro: ± 0,50 mm
Para os seguintes equipamentos	Para ser utilizado com uma centrífuga
Acessórios	Placa de cera
Prazo de validade	Vidro: 4 anos



Fabricante

Vitrex Medical A/S

Vasekær 6-8

2730 Herlev

Dinamarca

Telefone: +45 44947011

Correio eletrónico: vitrex@vitrex.dk

<https://www.vitrexmedical.com/>

Titular da marca MARIENFELD SUPERIOR

Paul Marienfeld GmbH & Co. KG

Am Wöllerspfad 4

97922 Lauda-Königshofen

Alemanha