

## Instruções de utilização

### Pipetas de marcação anelar

#### Indicação

Os tubos capilares destinam-se ao manuseamento, transporte e armazenamento de amostras de sangue capilar de seres humanos para efeitos de testes de diagnóstico in vitro e para utilização laboratorial. Os capilares também podem ser utilizados para recolher outros fluidos corporais.

Os tubos capilares destinam-se a utilização profissional por médicos, enfermeiros e técnicos de laboratório com formação em colheita de sangue capilar. Os produtos podem ser utilizados num ambiente de teste próximo do doente.

#### Medidas de precaução/restrições de utilização

- Ler atentamente as instruções de utilização antes de utilizar.
- Respeitar as medidas de precaução habituais aquando do manuseamento de amostras biológicas. Utilizar luvas e óculos de proteção.
- Não reutilizar o produto.

**⚠ ATENÇÃO:** Vidro! Manusear com cuidado! Não dobrar o tubo, caso contrário este pode partir-se. Cuidado com possíveis ferimentos devido a vidro partido. Risco de infeção! Consultar imediatamente um médico.

#### Informações

As pipetas com marca de anel destinam-se a aplicações em que é necessário um volume muito preciso do tubo capilar. As pipetas estão em conformidade com a norma ISO 7550.

#### Seleção do ponto de amostragem

A amostra de sangue capilar é colhida através de um corte ou punção no dedo, no lóbulo da orelha ou no calcanhar do doente (recém-nascido).

#### Procedimento

O enchimento das pipetas de marcação anelar é efectuado segurando a pipeta numa das extremidades em posição horizontal, num ligeiro ângulo, e mergulhando a outra extremidade numa gota de sangue

As pipetas com marca de anel só devem ser enchidas até à marca de calibração fina.

#### Condições de armazenamento

As pipetas com marca de anel devem ser armazenadas num local seco à temperatura ambiente e protegidas da luz solar durante um período máximo de 4 anos.

#### Eliminação de resíduos

Cumprir todos os regulamentos de eliminação locais relevantes para garantir uma eliminação segura.

- ⚠ **AVISO:** Tratar os resíduos como material potencialmente perigoso do ponto de vista biológico. Eliminar os resíduos de acordo com as instruções e procedimentos laboratoriais reconhecidos.

#### Comunicação de incidentes

Todos os incidentes graves relacionados com o dispositivo devem ser comunicados ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou o doente está estabelecido.

#### Especificações

<b>Utilização prevista</b>	Em laboratórios, para transferir pequenas quantidades definidas de líquido, normalmente até 1 µl. São frequentemente utilizados em laboratórios de química, biologia, forenses, farmacêuticos e de investigação farmacêutica. (Podem ser revestidos com anticoagulantes, por exemplo, para análise de doenças do sangue).
<b>Material</b>	Vidro borossilicato
<b>Anticoagulante</b>	Sem (anticoagulante a pedido)
<b>Fogo polido</b>	Sim, na extremidade do código de cores
<b>Comprimento</b>	125 mm
<b>Volume de tolerância</b>	0,30%
<b>Tolerâncias de diâmetro</b>	±0,05 mm (diâmetro exterior)
<b>Comprimento de tolerância</b>	±1,0 mm
<b>Acessórios</b>	Controlador de micro pipetas
<b>Durabilidade</b>	Vidro: 4 anos

#### Tolerâncias

Vol. (µl)	Exatidão	Coefficiente de variação (CV)
1-5	± 0,30%	0,60%
10-200	± 0,25%	0,50%



**Fabricante**

**Vitrex Medical A/S**

Vasekær 6-8

2730 Herlev

Denmark (Dinamarca)

Tel.: +45 44947011

Correio eletrónico: [vitrex@vitrex.dk](mailto:vitrex@vitrex.dk)

<https://www.vitrexmedical.com/>



#### Proprietário da marca MARIENFELD SUPERIOR

Paul Marienfeld GmbH & Co KG

Am Wöllerspfad 4

97922 Lauda-Königshofen

Deutschland (Alemanha)