

Struzzjonijiet għall -Użu

Tubi Mikro Ematokrit (Hġieg)

Għan Intenzjonat

Tubi mikro ematokrit huma maħsuba għall-immaniġġjar, it-trasport, u l-ħażna ta' 'kampjuni tad-demem kapillari mill-bnedmin għall-iskop ta' eżami dijanjostiku *in vitro* u użu *fil-laboratorju*. Il-kapillari jistgħu jintużaw ukoll biex ikun fihom fluwidi oħra tal-ġisem.

Tubi mikro ematokrit huma maħsuba għall-użu professjonali minn tobbja, infermiera, u tekniċi tal-laboratorju, li huma mħarrġa għat-teħid ta' 'kampjuni tad-demem kapillari. L-apparati jistgħu jintużaw f'ambjent ta' ttestjar qrib il-pazjent.

Awtenzjonijiet/Limitazzjonijiet ta' Użu

- Aqra l-istruzzjonijiet bir-reqqa qabel l-użu.
- Eżerċita l-prekawzjonijiet normali meħtieġa għall-immaniġġjar ta' kampjuni bijoloġiċi. Uża ingwanti u gogils tas-sigurtà.
- Oqgħod attent meta tissiġilla t-tubu biex tevita t-tnixxija .
- Tużax mill-ġdid il-prodott.

⚠ ATTENZJONI: Hġieg! Immaniġġja b'attenzjoni! Tgħawwiġx it-tubu għax jista' jinkiser. Oqgħod attent minn korrimenti possibbli minħabba ksur tal-hġieg. Periklu ta' infezzjoni! Fittex attenzjoni medika immedjatament.

Informazzjoni

It-tubi mikro ematokriti eparinizzati fihom mill-inqas 4-7 IU eparina kif preskritt mill-istandard ISO 12772.

It-tubi mikro ematokrit jistgħu jintużaw b'ċentrifuga. Għal aktar informazzjoni dwar kif tuża ċ-ċentrifuga, jekk jogħġbok irreferi għall-Manwal tal-Utent xieraq għaċ-ċentrifuga kkonċernata.

Għażla tas-sit tat-teħid tal-kampjuni

Il-kampjun tad-demem kapillari jingabar minn qatgħa jew titqib fis-saba ', fuq il-lobu tal-widna jew fuq l-għarqub (tarbija tat-twelid) tal-pazjent.

Kif tuża

It-tubi mikro ematokrit jimtlew billi t-tubu jinżamm minn tarf wieħed f'pożizzjoni orizzontali b'angolu żgħir u tgħaddas it-tarf l-ieħor f'qatra demm. Tubi mikro ematokrit għandhom jimtlew mit-tarf oppost għall-kodiċi tal-kulur. It-tarf ikkodifikat bil-kulur għandu jinżamm hieles mid-demem biex jiġi żgurat li s-siġillar sekwenti 'l fuq ikun effettiv.

Jekk it-tubi huma kalibrati, imla biss sal-marka tal-kalibrazzjoni sewda rqiqqa.

Kundizzjonijiet tal-ħażna

It-tubi mikro ematokrit għandhom jinħażnu niexfa f'temperatura ambjentali protetti mid-dawl tax-xemx sa 4 snin.

Rimi

Applika r-regolamenti lokali kollha rilevanti dwar ir-rimi biex tiddetermina r-rimi sikur.

⚠ TWISSIJA: Immaniġġja l-iskart bħala materjal potenzjalment bijoperikoluż. Armi l-iskart skond l-istruzzjonijiet u l-proċeduri aċċettati tal-laboratorju.

Rappurtar ta' Inċidenti

Kwalunkwe inċident serju li jkun seħħ fir-rigward tal-apparat għandu jiġi rrapportat lill-manifattur u lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih ikun jinsab l-utent u/jew il-pazjent.

Speċifikazzjonijiet

| | |
|---|--|
| Użu maħsub | Test tal-mikroematokrit u testijiet analitiċi oħra li jinkludu separazzjoni tal-plażma u ċ-ċelloli. (Jista' jiġi miksi b'antikoagulanti, eż, għall-eżami ta' mard tad-demem) |
| Materjal | Hġieg tal-ġir tas-soda, hġieg borosilikat |
| Anti-koagulant | Eparina tas-sodju (aħmar), eparina ta' l-ammonju (aħdar), eparina tal-litju (oranġjo), EDTA (Vjola) jew Plain (Blu), indikati b'linja kkulurita. |
| Fjammi illustrati | Fjammi illustrati f'tarf wieħed (tarf tal-kodiċi tal-kulur) |
| Tul | Standard: 75 mm |
| Dijametru Intern (ID) | Hġieg ID = 1.15 mm |
| Dijametru ta' Barra (OD) | Standard OD = 1.55 mm |
| Dijametru tat-Tolleranzi (OD/ID) | Hġieg: ± 0.05 mm |
| Tul tat-tolleranza | Hġieg: ± 0.50 mm |
| Għat-tagħmir li ġej | Biex jintuża maċ-ċentrifuga |
| Aċċessorji | Pjanċa tax-xama' |
| Żmien kemm idum tajjeb | Hġieg: 4 snin |



Manifattur

Vitrex Medical A/S

Vasekær 6-8

2730 Herlev

id-Danimarka

Telefon: +45 44947011

Email: vitrex@vitrex.dk

<https://www.vitrexmedical.com/>

Sid it-trademark MARIENFELD SUPERIOR

Paul Marienfeld GmbH & Co KG

Am Wöllerspfad 4

97922 Lauda-Königshofen

il-Ġermanja